

№ лота	наименование лота	№ и/п	Наименование расходного материала	№ реестра удостоверения, форма, страна происхождения	техническая характеристика	едизм	Код-по закупки
1	лот №1 медицинские изделия для проведения операций на сердце комплексы 1	1	механические искусственные, митральные		Искусственный клапан сердца предназначен для замены пораженного естественного клапана – представляет из себя кольцевой корпус с запирающим элементом в виде двух створок изготовленных из монолитного изотопного пироэлектрического углерода – углересталла и титана сплав с покрытием с промоборезистентным покрытием, с углом открытия запирающих элементов (створок клапана) – не менее 75°, и припичной манжеты выполненной из поливинилхлоридной ткани, по желанию заказчика имеется два типа манжет, для интрааукулярной и супрааукулярной имплантации. Высота клапана в закрытом состоянии: для аортальной позиции 10,5/13,5 мм, для митральной позиции 11,5-12,5 мм. Конструкция корпуса клапана имеет защитный бортик, препятствующий наползанию паннуса и پوشанию сердечных створок в область внутреннего гидравлического отверстия. Следующих размеров для аортальных протезов 19,21, 23, 25, 27Следующих размеров для митральных протезов 27, 29,31,33. Размеры по завке заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).	штука	4
2		2	механические искусственные аортальные		Искусственный клапан сердца предназначен для замены пораженного естественного клапана – представляет из себя кольцевой корпус с запирающим элементом в виде двух створок изготовленных из монолитного изотопного пироэлектрического углерода – углересталла и титана сплав с покрытием с промоборезистентным покрытием, с углом открытия запирающих элементов (створок клапана) – не менее 75°, и припичной манжеты выполненной из поливинилхлоридной ткани, по желанию заказчика имеется два типа манжет, для интрааукулярной и супрааукулярной имплантации. Высота клапана в закрытом состоянии: для аортальной позиции 10,5/13,5 мм, для митральной позиции 11,5-12,5 мм. Конструкция корпуса клапана имеет защитный бортик, препятствующий наползанию паннуса и پوشанию сердечных створок в область внутреннего гидравлического отверстия. Размеры по завке заказчика. Следующих размеров для аортальных протезов 19,21, 23, 25, 27, срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).	штука	4
3		3	Протез корректор клапана (кольцо для аутопластики жесткое)		Наличие двух типов колец для пластики: а) трехстворчатых (для имплантации в позицию трехстворчатого клапана), б) митральных (для имплантации в митральную позицию).Наличие двух конфигураций протезов-корректоров для митральной и трикуспидальной позиции: а) плоского кольца-корректора штук; б) кольца-корректора в геометрической модификации корпуса 45 штук. Высота корпуса протеза-корре 11,"тора с геометрической модификацией должна составлять: в митральной позиции 7-12 мм в зависимости от последующего размера, в трикуспидальной позиции - 7 мм Наличие замкнутого жесткого кольца кольца-корректора для модификаций с геометрической адаптивной корпуса в митральной позиции. Наличие метод на припичной манжете по комиссурам для протезов-корректоров с геометрической адаптивной корпуса в митральной позиции. Кольцо протеза-корректора должно быть выполнено из титана. Пластика обложка должна быть выполнена из трубки медицинской поливинилхлоридной или по другим ТНПА соответствующим требованиям для изделий медицинского назначения. Манжета протеза-корректора должна быть выполнена из латекса. Конфигурация: Наличие у трехстворчатых колец следующих типоразмеров 26, 28, 30, 32, 34, 36, наличие у митральных протезов следующих типоразмеров 26, 28, 30, 32, 34, 36. Наличие антиромбогенных свойств у манжеты протеза-корректора. Наличие жесткой внутренней основы протеза-корректора. Рентгеноконтрастность протеза, способность визуализироваться при рентгенографии.Наличие показателей размеров протезов-корректоров для каждого типоразмера митральных и трехстворчатых протезов корректоров, геометрической площади пропускного отверстия протеза, посадочных размеров протеза. Наличие стерильной упаковки протеза. Наличие держателя протеза. Наличие паспорта протеза. Наличие серийного номера протеза. Наличие инструкции по применению протеза. Наличие регистрационной формы паспорта. Наличие измерений для каждого типоразмера трехстворчатой и митральной позиций. Возможность хранения протеза в интервале температур от +5 до +40, срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);	штука	4

2	лот №2 медицинские изделия для проведения операций на сердце комплект 2	1	Биологические протезы аортальных клапанов	Клапан состоит из трех лепестков синего коллоида. Наличие полимерного стента и стальной рентгеноконтрастной проволоки. Уникальная технология уменьшает риск кальцификации створок, увеличивает жизнеспособность и надежность клапана. Клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки. Край выходного отдела покрыт перекристаллизованным листом, уменьшающим риск трения при контакте «стенка-стенка». Каркас уменьшает нагрузку на створки, легко адаптируется к форме клапанного кольца, обеспечивает надежное удержание, восстанавливает исходную форму после деформирования. Низкий профиль клапана гарантирует оптимальное положение по отношению к устью коронарных артерий. Короткое время проведения перекатывания (2 х 10 сек.). Размеры аортального клапана: 21,23,25,27,29 мм.; диаметр клапанного кольца 21,23,25,27,29 мм.; внутренний диаметр 19,21,23,25,27 мм.; аортальный протрузия 9,9,10,11,12 мм.; общая высота 14,15,16,17,19 мм.; срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком	штука	4
2		2	Биологические митральные клапана	Клапан состоит из трех лепестков синего коллоида. Наличие полимерного стента и стальной рентгеноконтрастной проволоки. Уникальная технология уменьшает риск кальцификации створок, увеличивает жизнеспособность и надежность клапана. Клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки.	штука	4
3		3	Механический аортальный клапан	Кольцо клапана и створки изготовлены из пироэлектрического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой трюмогенностью. Рентгеноконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пироэлектрический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания laminarного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана обеспечивает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Размер митрального клапана: 25,27,29,31,33,35,37 мм.; внешний диаметр клапана 25,27,29,31,33,35,37 мм.; внутренний диаметр 20,4, 22,5, 24,2, 26,1, 26,1, 26,1 мм.; геометрическая площадь клапана 3,09, 3,67, 4,41, 5,18, 5,18, 5,18 см² тип манжеты стандартный. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком 5,18, 5,18 лет	штука	3
4		4	Механический митральный клапан	Кольцо клапана и створки изготовлены из пироэлектрического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой трюмогенностью. Рентгеноконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пироэлектрический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания laminarного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана обеспечивает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Размер митрального клапана: 25,27,29,31,33,35,37 мм.; внешний диаметр клапана 25,27,29,31,33,35,37 мм.; внутренний диаметр 20,4, 22,5, 24,2, 26,1, 26,1, 26,1 мм.; геометрическая площадь клапана 3,09, 3,67, 4,41, 5,18, 5,18, 5,18 см² тип манжеты стандартный. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком 5,18, 5,18 лет	штука	3
5		5	Кольцо титановое для аннулопластики	Создан для поддержания размера фиброзного кольца митрального или трикуспидального клапана. Передача и загрузка поддержки обеспечивают физиологическое движение фиброзного кольца во время сердечного цикла. Титановый дизайн обеспечивает работу сердца, обеспечивая оптимальную гемодинамику. Большая зона для наложения швов облегчает подшивание. Подходит для имплантации во время полной стернотомии, мини-стернотомии и при роботизированном вмешательстве. Размер кольца 25,27,29,31,33,35. Размеры между трубульниками 25,27,29,31,33,35 мм. Внутренний размер 28,4; 31,2; 34,0; 36,6; 39,4; 40,9 мм. Внешний размер 34,4; 37,2; 40,0; 42,6; 45,4; 47,9 мм. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком 5,18, 5,18 лет	штука	3
6		6	Аортальный протез (кондуит)	Аортальный протез (кондуит) импринтирован коллагеном по уникальной технологии, обеспечивает равномерное прорастание тканью и биосовместимость. Низкая порозность протеза исключает необходимость тромбозной обработки. Отсутствие скелетов на манжете облегчает позиционирование и наложение коронарных анастомозов. Кольцо клапана и створки изготовлены из пироэлектрического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой трюмогенностью. Рентгеноконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пироэлектрический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания laminarного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана обеспечивает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Длина протеза 12 см. Внешний диаметр клапана Внутренний диаметр протеза 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 мм.; внутренний диаметр клапана 14,8, 16,7, 18,6, 20,4, 22,5, 24,2, 26,1, 26,1 мм.; геометрическая площадь поверхности клапана 1,03, 2,06, 2,55, 3,09, 3,67, 4,41, 5,18, 5,18 см², срок 26,1, 26,1 лет	штука	3
1	лот №3 медицинские изделия для проведения операций на сердце комплект 3	1	Монополярный электрод для хирургической абляции	Активная рукоятка с синеновой вставкой Титановый наконечник с синеновой обложкой. Закупоренный дистанционный кончик с 9 отводами для раствора. Механизм защиты от протекания. Дюсер конектор на конце трубки, доставляющий раствор. Иммерсионный электродный кабель для соединения с генератором. Фиксирующий клипс. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком	штука	2

2	Биологичный датаскоп для хирургической абляции	Используют радиочастотную энергию с охлаждением, чтобы дать хирургу возможность проводить абляцию тканей легкого и простого, с уверенностью, что воздействие будет транскуркулярным, в результате система позволяет проводить операцию «лабиринт» (процедуру Майо) со значительной экономией времени. Новая гибкая шейка и длинные тонкие гибкие электроды позволяют менять форму устройства в зависимости от того, что требует ситуация, срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);	штука	2
3	Стабилизатор тканей сердца	Никотрофилитный блок присосок. Блок присосок с 3-мя браншиями малого размера, разрабатанный специально для минимально инвазивной хирургии. Гибкие браншии обеспечивают удобство работы из малого разреза. Съёмный блок присосок с удобной системой фиксации позволяет увеличить гибкость и объем движений блока присосок. Гибкий мини-двигатель обеспечивает стабилизацию срока годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);	штука	8
12	Аортит пинч	Для получения отверстий в стенке аорты для протекания аномального аномального. Острые режущие кромки для получения ровных краев отверстий. Конический наконечник для легкого введения. Два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная). Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);	штука	80
1	Оксигенатор мембранный для взрослых в комплекте с магистралью	Тип оксигенатора-мембранный полиолефиновый. Полые волокна – размер пор 0,03 мкм. Объем заполнения 2,70 мл. Скорость кровотока 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин- 75 мм рт.ст. Металлический теплообменник, эффективность теплообмена 0,56. Венозно-кардиотомный резервуар. Объем-4 000 мл. Кровоток (кардиотомной крови) 1-6 л/мин. Минимальный рабочий уровень 200 мл. Минимальный безопасный уровень 50 мл. Покрытие-Трилинум. Возможность вращения против входа порта. Стандартный набор трубок с силиконовыми сегментами. Артериальный фильтр-бескальций, 40 мкм. А-В петли (1/2-3/8"-3/8"). Полностью прозрачный корпус. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Система магистралей: Стерильная, артерио-венозная линия (3/8"-1/2") - 1 шт., магистраль дренажа левого желудочка 1/4" длиной - 1 шт., дренажные отсосные магистраль 1/4" с силиконовой вставкой 1/4" - 2 шт., артериальная линия с силиконовой вставкой для нососа (3/8"-1/2"-3/8") - 1 шт., быстрое наложение системы магистраль 1/4" с иглой - 1 шт., магистраль для рециркуляции крови и измерения давления, присоединение к артериальному фильтру через 3-х ходовой краник - 2 шт., набор переходников и тройников - 1 комплект, отбор проб-линия (1/8") с системой "банifold" - и обратный клапаном - 1 шт. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);	штука	75
2	Набор закрытого контура в комплекте с оксигенатором и магистралью для взрослых	Представляет собой закрытую систему из оксигенатора с магистралью, соединенного с жестким венозным резервуаром, центрифужной головкой и мягкой венозным резервуаром. Тип оксигенатора-мембранный полиолефиновый. Тип мембраны - Полипропилен. Площадь мембраны-2,6 м2. Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин. Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин. Объем заполнения оксигенатора не более 260 мл. Скорость кровотока 1-7 л/мин, венозный артериальный фильтр в оксигенатор-40 микрон. Матрица теплообменника-полиэтиленфторопласт. Вспомогательная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора. Жесткий Венозно-кардиотомный резервуар - Материал изготовления-пластик. Объем жесткого венозного резервуара-4000 мл. Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин. Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин. Размер кардиотомного фильтра 20 микрон. Наличие портов для присоединения отсосов к венозному резервуару. Система магистралей состоит из прозрачных ПВХ и силиконовых трубок диаметром 1/4, 1/2 и 3/8 дюймовой длины, ПВХ мягкий медик не менее 2 дюймов. Центрифужная головка с объемом заполнения 40 мл импеллерного типа. Все детали системы соединены между собой последовательно или параллельно пластиковыми прозрачными переходниками, соединителями. Магистраль хирургического стола длиной не менее 210 см, линия измерения давления не менее 1 шт., линия введения лекарственных средств и забор крови. Система упаковки в пластиковую корзину. Стерильная, срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);	штука	3
5	Набор для кровной кардиопротекции для взрослых	Устройство для кровной кардиопротекции с теплообменником из нержавеющей стали и магистралью с биопокрытием Трипирм. Рекомендуемая скорость тока крови до 500 мл/мин. Направление движения крови на дно и со дна вверх. Объем: 44 мл. Теплообменник: нержавеющая сталь. Площадь и контуропокрытия крови 0,06 м2. Ограничение давления венозной фазы равняется 0,275792 бар (40 psi). Внешняя фильтрующая сетка. Размер пор: 150 микрон. Площадь поверхности: 6 см2. Соединения Выходной кровной коннектор: 1/4" Выходной кровной коннектор: 3/16" теплообменник канал 1/2" Ханен быстро разъемное соединение срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати	штука	50

4	канюлы артериальные армированные		Артериальные канюлы со скошенным прямым тонкостенным наконечником и коническим цетлянозитом, устойчивым к перегибам армированный корпусом. Маркер наравнения наконечника. Синий колпачок. Длина 30,5 см, конектор 3/8 (0,95 см.) с люер – портом. И без люер порта. Диаметр 20, 22 и 24 Ft. Размеры по завязке канюлина, срок годности: медицинские изделия на дату поставки поставщиком завышению составившие не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);	штука	35
5	Канюлы для перфузии коронарных артерий с угловым наконечником		Высокопоточная канюла для перфузии коронарных артерий с пластиковой ручкой, стальной стрижкой и наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов. типа корзинка, длина 19,1 см. Размеры 4,0 мм (12 Ft) срок годности: медицинские изделия на дату поставки поставщиком завышению составившие не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);	штука	30
6	Канюлы для интратанной кардиопластики с дренажной линией размером 12-16 Са (5-9 Фр).		С рентгеноконтрастными наконечником, с отъемной дренажной линией. 12га (9 Ft.), 14га (7 Ft.), 16га (5 Ft.). У-образная с портом "Female Luer" и дренажем "Uter" с конектором 1/4. Размеры по завязке закрывающий срок годности: медицинские изделия на дату поставки поставщиком завышению составившие не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);	штука	25
7	Канюлы двухступенчатая венотониз с овальным тонкостенным корпусом		Армированный корпус с микроотверстиями на конде и предельной частью типа "корзинка". Длина 15" (38,1 см), для конектора 12" (1,27 см) без люер порта 34/46 Ft, 36/51 Ft. срок годности: медицинские изделия на дату поставки поставщиком завышению составившие не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);	штука	20
8	Канюлы для дренажирования левого желудочка		Канюлы дренажа левого желудочка силиконовый, с пластиковым наконечником, длина 40,6 мм, изогнутый интролювер, 24 боковых отверстия. 20 Ft (6,7 мм), конектор без люер портлажок годности: медицинские изделия на дату поставки поставщиком завышению составившие не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);	штука	80
9	одноступенчатая венотониз канюла, прямая с конектором 3/8		Армированная одноступенчатая высокопоточная венотониз канюла 18 Ft (6,0 мм), 20 Ft (6,7 мм), 22 Ft (7,3 мм), 24 Ft (8,0 мм), 26 Ft (8,7 мм), 28 Ft (9,3 мм), 30 Ft (10,0 мм), 32 Ft (10,6 мм), 34 Ft (11,3 мм), 36 Ft (12,0 мм). Целостной устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ, закрывается прямым наконечником с микроотверстиями отверстиями. Маркеры глубины введения. Длина 38,1 см для конектора 3/8 (0,95 см). Размеры по завязке закрывающий срок годности: медицинские изделия на дату поставки поставщиком завышению составившие не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);	штука	20
10	катетры для селективной кардиопластики		Адаптер перфузионный для проведения кардиопластики, срок годности: медицинские изделия на дату поставки поставщиком завышению составившие не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);	штука	15
11	Катетры для определения активированного времени свертывания, 2 канальный		Тест картриджи для проверки температуры на АСТ, НР АСТ и ЛР АСТ (50 двойных тестов/упаковке) активированного времени свертывания крови при высоком содержании гемоглобина срок годности: медицинские изделия на дату поставки поставщиком завышению составившие не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);	штука	15

5	лот №5 медицинские изделия для проведения операций на сердце комплект 5	1	Оксигенатор мембранный для взрослых в комплекте с мембранами (применяемость)	Оксигенатор мембранный полупермембранный для взрослых, стерильный, однократного применения, со встроенным теплообменником. Оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого модуля (без дополнительных внешних соединительных манжет/шлангов). Покрытие оксигенирующего модуля биосовместимым фторопластовым покрытием Agile.E, не содержащим молекул гепарина. Кровяной поток максимально до 7,0 л/мин. Первичный объем заполнения не более 190 мл. Фторопластовый корпус обеспечивает отсутствие зон застоя. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 1,35 м2. Резервный резервуар объемом не менее 4500 мл. Наличие последовательного кардиотонного фильтра, с размерами пор 40 микрон. Наличие встроенной линии рециркуляции / удаления воздуха из оксигениатора. Теплообменник трубчатый из нержавеющей стали, площадь поверхности не более 0,08 м2. Фактор теплообмена не менее 0,56, при кровотоке 6 л/мин и потоке воды 10 л/мин. Коэффициент переноса кислорода при кровотоке 6 л/мин не более 325, коэффициент переноса СО2 при кровотоке 6 л/мин не более 275, трансмембранное давление при кровотоке 6 л/мин не более 160 мм рт.ст. Состав набора манжет/шлангов: 1. Артериальный сегмент 3/8" общей длиной 180 см с силиконовым насосным сегментом 60 см диаметром 1/2". 2. Дополнительная манжет/шланг 3/8" 150 см. 3. Адаптер артериальной манжеты с профилем 3/8-1/4-1/4". 4. Осушающие и дренажные сегменты – 3 шт. длиной 360 см каждый, с 3/8" и конусостром артериальной и венозной части, общая длина 300 см. 6. Двойная разветвленная стерильная упаковка перфузионной и оксидационной части набора. Для экстренных операций 7. Газовая манжет/шланг с газовым фильтром, 1/4" 120 см. 8. Соединяющая манжет/шланг с профилем для подключения отсосов. 9. Артериальный фильтр в сборе с шлангом и дренажной манжет/шлангом 10. Манжет/шланг для заполнения 90 см с изолой с воздушным клапаном. Оксигенатор подходит для передачи анестетических газов изофлуран и севофлуран во время процедуры искусственного кровообращения. Наркотические газы применяются с соответствующим испарителем во входном отверстии оксигенатора. Наличие мешка для утилизации оксигениатора и контейнер для утилизации, при упаковке в который помещено мешка, осуществляется герметичная упаковка и невозможность вскрытия, что обеспечивает надежность и биобезопасность при транспортировке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком записанную соответствующие паспортные данные от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);	штука	50
		2	кардиотонический набор	Максимальный кровяной, не менее 600 мл/мин. Объем заполнения теплообменника 35 мл. Площадь поверхности мембраны 0,023 м2. Размер пор фильтра 80 мкм. Материал теплообменника - Нержавеющая сталь. Порты для подключения теплообменника диаметром 1/2 дюйма. Порт выхода крови вину корпуса устройства диаметром 1/2 дюйма. Порт входа крови вину корпуса устройства диаметром 1/2 дюйма. Разъем для подключения температурного датчика. Максимальное время использования - 6 часов. Соотношение крови и фармакологического раствора - 4:1. Полная предварительная сборка манжет/шлангов. Линия для подключения фармакологической присадки из силиконовой вставки. Две иглы для перфорации пакета с фармакологической присадкой. Дренажная линия с трехходовым краном, срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком записанную соответствующие паспортные данные от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);	штука	40
6	лот №6 медицинские изделия для проведения операций на сердце комплект 6	1	Набор для ВАРК (интравенозная багетная контрпульсация)	Средняя багетная кровеносная, диаметр багетного катетера не менее: 8 Гг, объем багетного: 30 или 40 или 50 мл, длина багетного катетера 69,3 см, длина мембраны багетного: 260 мм, диаметр мембраны багетного: 15 мм, абразивно устойчивый материал багетного, центральный просвет багетного не менее: 0,027", защитный чехол катетера от контаминации длиной не менее 34 см, наличие переходников газовой линии для других типов катетеров для контрпульсации длиной 2,2 м, расположение линии плевка газа в катетере центрально-осное, Установочный набор для интравенозного багетного 8Гг. Проводники с тефлоновым покрытием, не менее 2 шт., диаметр проводника: не менее 0,025". Шланги с коннектором Luer-Slip, объем не менее 60 мл, пункционная игла: 18 Га, х 6,35 см, Интродукторы: армированный интродуктор, длина не менее 15 см - 1 шт. Стандартный интродуктор, длина не менее 15 см, - 1 шт. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком	штука	2
7	лот №7 медицинские изделия для проведения операций на сердце комплект 7	1	Набор для кровеносной кардиологии детей подростков	Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Составной фильтр - 150 микрон. Контактный датчик. Первичный объем заполнения не более 28 мл. Максимальное давление воды – 30. Площадь видимость пути жидкости. Напилье линии измерений давления не более 65 см, длина кардиотонической системы 245 см, срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком записанную соответствующие паспортные данные от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);	штука	25
		2	Оксигенатор для ЭКМО для ИТ-судов для взрослых в комплекте с мембранами и насосной головкой	Тип оксигенатора - Мембранный, полупермембранный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,65 м кв. Давление давления воздуха, не менее - 300 кПа. Максимальный кровяной, не более - 2,4 л/мин. Объем заполнения, не менее - 58 мл. Наличие венозной камеры с шлангом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с манжет/шлангов. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиотонического насоса. Диаметр порта вход/выхода крови - 1/2 дюйма. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин, не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - 1/4 дюйма. Материал теплообменника - полиуретан. Площадь теплообменника, не менее - 0,16 м кв. Покрытие - латекс. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком записанную соответствующие паспортные данные от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);	штука	2

3	Набор для кровной кардиошунтирования взрослых		Набор для кровной кардиошунтирования 4:1. Ввод и вывод коннектор 3/8. Коннектор для входа воды типа "Хансен". Разъем для датчика температуры. Микропистолетное соединение - неразъемная сталь. Площадь теплообмена - 0,22 м.кв. Объем заполнения - 80 мл. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчика - 0,22 м.кв. Составление менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее	штука	50
4	артериальные канюли армированные		Артериальная канюля предназначена для перфузии сосудовшей артерии во время искусственного кровообращения. Устойчива к излому армированной трубкой. Удобное положение наконечника благодаря увеличенному маркеру. Плавкий пластмассовый наконечник размерами 20, 22, 24 фт. Варианты исполнения: армированный, изогнутый наконечник с выступом, армированный, прямой наконечник с кольцом. Длина 24, 25, 33 см. Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчика составляет менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее	штука	150
5	Гемоконцентраторы для новорожденных		Активная поверхность фильтра - 0,25 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 18 мл. Отсек фильтра - 30 мл. соединители - наконечник Луэра "мама". Макс ТМД - 500 мкг/ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 24 мм рт. ст./3,2 кПа. Отсек фильтра - < 30 мм рт. ст./-4 кПа. Макс. кровоток - 300 мл/мин. Макс. поток дренажа 500 мл/мин. Кровоток/дизайн - 20 %. Коэффициент фильтрации: Витамин В12 - 1. Миктобон - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 100/500 мл/мин. Мочевина - 75 мл/мин. Креатинин - 60 мл/мин. Витамин В12 - 36 мл/мин. Инсулин - 20 мл/мин. Коэффициент сверх фильтрации: Кровь человека - 9 мл/ (4 х мм.рт.ст.) срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет	штука	25
6	Венозные канюли с прямым наконечником		Венозная канюля предназначена для вывода венозной крови из правого предсердия и нижней вены. Армированная с большим наконечником, размерами: 20 Фт, 22 Фт, 24 Фт, 26 Фт, 28 Фт, 30 Фт, 32 Фт, 34 Фт, 36Фт. Отдельная конструкция. Открытый и гибкий наконечник. Легко устанавливается. Маркер глубины ввода. Длина 390 мм. Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчика составляет менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее	штука	80
7	Двухступенчатые венозные канюли		Двухступенчатая венозная канюля предназначена для применения в венозном оттоке через правое предсердие и нижнюю полую вену однократно во время операции в условиях искусственного кровообращения до шести часов или менее. Отдельная конструкция. Открытый и гибкий наконечник. Легко устанавливается. Обтуратор. Маркер глубины ввода. Варианты исполнения: СТАНДАРТНОЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ, ПЛОСКОЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ. Размеры 32/40 Фт, 34/46 Фт, 36/46 Фт, 36/51 Фт. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет	штука	120
8	гемодиализаторы для взрослых		Активная поверхность фильтра - 1,20 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 68 мл. Отсек фильтра - 105 мл. Макс ТМД - 500 мкг/ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 66 мм рт. ст./8,8 кПа. Отсек фильтра - < 30 мм рт.ст./-4 кПа. Макс. кровоток - 500 мл/мин. Макс. поток дренажа 1000 мл/мин. Кровоток/дизайн - 30 %. Коэффициент фильтрации: Витамин В12 - 1. Миктобон - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 200/500 мл/мин. Мочевина - 185 мл/мин. Креатинин - 173 мл/мин. Фофат 17 мл/мин. Витамин В12 - 118 мл/мин. Инсулин - 88 мл/мин. Коэффициент сверх фильтрации: Кровь человека - 40 мл/ (4 х мм.рт.ст.) срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет	штука	25
9	Беренная артериальная канюля 16-26фрт в комплекте с набором для установки		Беренная артериальная канюля с замком люер или без. Материал - биосовместимый полиуретан. Длина канюли 383 мм. Соединение 3/8. Длина дистальной части 168 мм. Длина перфорированной части 40 мм. Диаметр перфорации 2,5 мм. В комплекте к канюле наличие набора расширителей 3 шт размерами для детей 8, 12, 14 Фт, для взрослых 12, 14, 18 Фт и длиной 190 мм. Наличие проводника размерами 0,035х1400 мм. Размеры канюли по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчика составляет менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке	штука	2
10	Беренная венозная канюля 18-28 фрт в комплекте с набором для установки		Беренная венозная канюля с замком люер или без. Материал - биосовместимый полиуретан. Длина канюли 807 мм. Соединение 3/8. Длина дистальной части 592 мм. Длина перфорированной части 40 мм. Диаметр перфорации 2,5 мм. В комплекте к канюле наличие набора расширителей 3 шт размерами для детей 8, 12, 14 Фт, для взрослых 12, 14, 18 Фт и длиной 190 мм. Наличие проводника размерами 0,035х1400 мм. Размеры канюли по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчика составляет менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке	штука	2
11	Анестезиальная канюля с дренажной линией (корень аорты)		Канюля корня аорты предназначена для использования во время искусственного кровообращения для анестезиального ввода кардиотоксического раствора и дренажирования сердца. Канюля также может быть применена при аспирации воздуха из аорты в конце кардиохирургической процедуры. Длина 150 мм. Размерами 6,0; 7,0; 9,0 фрт. Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчика составляет менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке	штука	150

8	лот №8 мембранные изделия для проведения операций на сердце комплект 8	1	Оксигенатор мембранный для взрослых в комплекте с магистралями	Оксигенатор с интегрированными артериальным фильтром и собранным венозным кардиотонным резервуаром, стерильный, одноразового применения, в комплекте с магистралью, с возможностью использования активного венозного дренажа. Встречный артериальный фильтр, максимальная скорость кровотока не менее 2,5 л/мин, эффективная площадь поверхности газообмена - 1,8 м.кв., первичный объем заполнения с фильтром - не более 215 мл. Эффективная площадь поверхности газообмена - 0,4 м.кв., размер пор артериального фильтра - 40 мкм, площадь поверхности фильтра - 430 см.кв. Максимальная емкость резервуара - не менее 4200 мл, минимальный рабочий объем - 200 мл. Максимальный кровоток венозного фильтра 7 л/мин, кардиотонного фильтра - 5 л/мин, пеногаситель - пенопоглотитель, антигенный реагент + мембранный пеногаситель С, размер пор кардиотонного фильтра - 40 мкм, материал фильтра - поликарбонат. Система магистралей с цветовой кодировкой и отсечной стерильной упаковкой: трубки поликарбонатные с жесткостью 75 Sh, венозная линия 1/2" длиной не менее 2 м, артериальная линия 3/8" длиной не менее 2 м, 3 дренажные/отсечные магистрали (1/4"), длиной не менее 2 м, тройники 1/2x3/8x3/8, 3/8x1/4x3/8, 1/4x1/4x1/4 в отсечных стерильных пакетах, коннектор 1/2x1/2 в отсечном стерильном пакете, три дренажные отсечные магистрали (1/4) с силиконовыми вставками (1/4), артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8-1/2-3/8) с левосторонним клапаном (1/4) с фильтром не менее 1,5 м, линия 1/8 для отбора проб с системой манифолда, магистраль с 2-мя иглами и зажимами для быстрого наполнения системы, магистраль для измерения давления с камерой давления, присоединенной к фильтру через трехходовый кран, дренажная линия артериального фильтра со встроеным обратным клапаном и трехходовым краном. Срок годности магистральных изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее десяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет).	штука	70
		2	Оксигенатор мембранный для новорожденных	Оксигенатор (5-20 кг) с интегрированными артериальным фильтром и собранным венозным кардиотонным резервуаром, стерильный, одноразового применения, в комплекте с магистралью, с возможностью использования активного венозного дренажа. Встречный артериальный фильтр, максимальная скорость кровотока не менее 2,8 л/мин, первичный объем заполнения с фильтром - не более 99 мл, размер пор - 40 микрон, первичный объем заполнения - 0,8 м.кв., эффективная площадь поверхности газообмена - 0,15 м.кв., размеры входа-выхода - 1/4, материал мембраны теплообменника - полиуретан, биопокрытие. Индекс UEI - 34,57 мл. Максимальная емкость резервуара - не более 1700 мл, кардиотонный фильтр - 40 микрон. Венозный фильтр - 64 микрон, минимальный рабочий объем не более 30 мл. Оксигенатор (5-20 кг) с интегрированными артериальным фильтром и собранным венозным кардиотонным резервуаром, стерильный, одноразового применения, в комплекте с магистралью, с возможностью использования активного венозного дренажа. Встречный артериальный фильтр, максимальная скорость кровотока не менее 2,8 л/мин, первичный объем заполнения с фильтром - не более 99 мл, размер пор - 40 микрон, первичный объем заполнения - 0,8 м.кв., эффективная площадь поверхности газообмена - 0,15 м.кв., размеры входа-выхода - 1/4, материал мембраны теплообменника - полиуретан, биопокрытие. Индекс UEI - 34,57 мл. Максимальная емкость резервуара - не более 1700 мл, кардиотонный фильтр - 40 микрон. Венозный фильтр - 64 микрон, минимальный рабочий объем не более 30 мл. Реперфузионное наименование: Система MECC (головка RE, оксигенатор QuadroxD, венозная линия, артериальный фильтр Quad) из Аппарат искусственного кровообращения HI-20 с гравитационным НСУ 30/НСУ 40. Срок годности мембранных изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее десяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет).	штука	8
9	лот №9 мембранные изделия для проведения операций на сердце комплект 9	1	Экспресс для временной кардиостимуляции М3	Экспресс для временной кардиостимуляции М3 (210), 60 см, 210. Две иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканью. Материал иглы из 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травматизацию тканей. Материал иглы создан на базе специфического углеродного микропорошка, характеризующегося максимальной прочностью, долговечной и высокой технологической "памятью металла". 1) прямая режущая режущая 90 мм и 2) коническая игла, 1/2, остроты, 26 мм. Коническая игла имеет конструкцию, обеспечивающую надежность ее фиксации в миокардиальном слое на счет продольных насечек на корпусе. Индивидуальная одноразовая стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги и Упаковка (видеоупаковка и групповая) должна содержать полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах для контроля за сохранением после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Срок годности мембранных изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее десяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет).	штука	300

11	Лот №11 медицинские изделия для проведения операций на сердце комплект 2611	1	Зона для хирургической абляции 10-5	Зона 10-5 длиной рабочей части 10 см, отливается повышенной гибкостью и жесткостью, для плотного контакта с тканью сердца, допускает многократное изменение формы кончика. Сами края изогнутой оболочки обеспечивают защиту близлежащих к зоне абляции тканей. Однородного применения. Целевое время заморозки: от 5 секунд до 5 минут, выбираемое с шагом 5 секунд. Целевая температура: от -30 °C до -95 °C, выбираемая с шагом 5 °C. Температура кончика зоны поддерживается в диапазоне ± 10 °C от целевой температуры; срок годности поставщиком заявляемую составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет).	штука	2
12	Лот №12 медицинские изделия для проведения стентирования и коронарографии комплект 1	2	Зона для хирургической абляции	Зона длиной рабочей части 10 см, с гибким кончиком, изготавливается вручную для доставки к диатомическим участкам сердца. Сдвигаемая изогнутой оболочка обеспечивает защиту близлежащих к зоне абляции тканей. Однородного применения. Целевое время заморозки: от 5 секунд до 5 минут, выбираемое с шагом 5 секунд. Целевая температура: от -30 °C до -95 °C, выбираемая с шагом 5 °C. Температура кончика зоны поддерживается в диапазоне ± 10 °C от целевой температуры; срок годности поставщиком заявляемую составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет).	штука	1
		1	Диагностический катетер	Катетер диагностический коронарный. Наличие аспирационного дистального рентгеноконтрастного дистального кончика. Неблон придет гибкость для обеспечения доступа к сосудам, сильная оплетка обеспечивает устойчивость и управляемость. 5F - 0,047", 6F - 0,057". Внутренний просвет имеет одно и то же значение на всем протяжении катетера от хвоста до дистального кончика. Совместимость с проводником диаметром не более - 0,028. Размеры по заявке Заказывающей стороны. Медицинских изделий на дату поставки поставщиком заявляемую составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет).	штука	400
		2	Проводниковый катетер стентированный	Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная луженая стальная оплетка, внутренний слой – полиэтиленовое покрытие, дистальный кончик рентгеноконтрастный (длина 2,5 мм). Мультифункциональный дизайн. Термостабилизированные сегменты (малого кончика, формирующей части, основного шфта), кончик мягкий, гибкий, эластичный, «п»-образная технология оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенок катетера стальной сеткой препятствует перетягиванию устройства в местах диатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 9 F – 0,098", 8 F – 0,088", 7 F – 0,078", 6 F – 0,070", 5 F – 0,066", 4 F – 0,060". Размеры по заявке Заказывающей стороны. Медицинских изделий на дату поставки поставщиком заявляемую составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет).	штука	80
		3	Диагностический проводник	Характеристики: нержавеющая сталь, полиэтиленовое покрытие снаружи для обеспечения гидрофобности. Мягкий кончик прямой или J-образный, J-завит имеет разный радиус. Наличие мягкого кончика различной длины, диаметр: 0,018", 0,021", 0,025", 0,032", 0,035" и 0,038" (A). Длина: 125 см, 150 см, 180 см, 260 см. Выбор проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стентом. Размеры по заявке Заказывающей стороны. Медицинских изделий на дату поставки поставщиком заявляемую составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет).	штука	300
		4	Баллонный катетер	Катетер диатомический коронарный для пре- и постдиатомии. Материал: баллонная часть катетера – эластичный, полуконформный нейлон-нейлон с гидрофобным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шфта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шфта – нейлон, проксимальная часть шфта – нержавеющая сталь с дублированной тефлоновой поверхностью (полиэтиленовый). Рентгеноконтрастные упорные маркеры на баллоне (2 шт.) из сплава платины и иридия шириной 0,75 мм каждый (A), «мониторинговый» диатомический катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковый катетер 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шфта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шфта – 1,9 F, диаметр дистальной части шфта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шфте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для контроля времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 8 атм., максимальное давление паритирующее жесткость баллона – 14 атм, рабочий профиль – от 0,026" для диаметра 1,50 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия диаметров при разных показателях давления в упаковке. Размеры баллонов: Диаметр диаметров баллонов: 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 4,00 мм. Диаметр длин баллонов: 6, 10, 12, 15, 20 и 30 мм. Размеры по заявке Заказывающей стороны. Медицинских изделий на дату поставки поставщиком заявляемую составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет).	штука	35

[illegible]

	6	Аспирационный катетер	Катетер с гидрофильным наружным покрытием 40 см. Наличие никелированной металлической оплетки в стенке катетера, технология флуидвол. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 1,5 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Совместимость с проводником 0,014" с проксимальным катетером 6F. Длина катетера 140 см. Диаметр кончика 0,068". Внутренний проток 0,043". Мягкий атравматичный кончик с фигурным срезом запятогоотной конфигурации. Доставка в наборе с двумя шприцами для аспирации по 30 мл, двумя фильтрационными корзинками с размером пор 40 мк и аспирационной ланетей с поворотным гриком на два положения, срок годности медицинский изделий на дату поставки.	штука	8
	7	Диалитический проводник коронарный	Наличие полиэфирэфторэтилен покрытия. Длина проводников 145-260см. Диаметр проводников 0,018-0,038" срок годности медицинский изделий на дату поставки поставщиком заказчику составление менее	штука	100
	8	Катетер для диализации (абляции) почечных артерий	Катетер предназначен для использования с радиокототом (РЧ) генератором. Для осуществления доставки катетеру требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсовывать к генератору, чтобы выполнить термин. Катетер совместим с проводниковым катетером 6 Ft (рекомендуемая длина 55 см) и предназначен для использования в сосудах с диаметром от 3 до 8 мм. Катетер оснащен 4 золотыми рентгеноконтрастными контактами на спиралиевском (винтообразном) дистальном конце и расправливаемым инструментом. В прямой конфигурации расстояние между контактами составляет 6,5 мм. Генератор является компактным, чтобы его было удобно использовать в операционной. Размеры: В 29,9 см × Ш 36,7 см × Г 18,9 см. Вес: 9,07 кг. Входная мощность: От 100 до 240 В ~, 50/60 Гц в универсальной сети электроснабжения, входная номинальная мощность 200 ВА. Выходная мощность РЧ: От 1 до 4 кандалов с максимальной мощностью 7 Вт (от 700 до 1200 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц. Точность подачи мощности при использовании катетера: ± 0,5 Вт или ± 20 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от 175 до 200 Ом/ ± 0,5 Вт или ± 10 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от > 200 до 1200 Ом срок годности медицинский изделий на дату поставки поставщиком заказчику составление менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и больше).	штука	2
	9	Проводниковый катетер	Материал проводникового катетера на основе Нейлона. Наличие никелированной металлической оплетки в стенке катетера. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Выходная мощность РЧ: 0,017". Наружный диаметр 5,0 мм. Катетер имеет рентгеноконтрастными свойствами. Биопротект формируется путем сшивания створок клапана и бромия синтетического перикарда в трехстороннюю конфигурацию. Биопротект обрабатывается алфа-аминокислотной кислотой алфа-аминокислотной кислотой - антиминерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов. Размер 23мм - Диаметр кольца аортального клапана 18-20мм. Размер 26мм - Диаметр кольца аортального клапана 20-23мм. Размер 29мм - Диаметр кольца аортального клапана 13-26мм. Размер 34мм - Диаметр кольца аортального клапана 27-30мм. Комплектация: 1шт/упаковка срок годности медицинский изделий на дату поставки поставщиком заказчику составление менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двенадцати месяцев от	штука	2
14	1	Аортальный клапан для транскатетерной установки (биопротект)	Система катетерной доставки состоит из катетера с интегрированной рукояткой позволяющей использовать выдвинуть точное и контролируемое равновесие. Рукоятка расположена на проксимальном конце катетера и используется для загрузки, разгрузки, сжатия и перемещения биопротекта. Рукоятка оснащена серым переключателем захвата, используемым для стабилизации системы. Поворот рукоятки разгружения обеспечивает точное разгрузочное биопротекта. При необходимости рукоятку разгружения можно повернуть в противонаправленном направлении, чтобы частично или полностью свернуть биопротект, когда, когда рентгеноконтрастный маркер катетера еще не достиг дистального отдела в месте крепления рентгеноконтрастного электрода. На конце рукоятки находится механизм извлечения кончика, который можно использовать для отсечения кончика катетера до соприсоединения с капсулой после полного разгружения устройства. В комплектации катетера входит вентриальная вилочка для загрузки и сжатия джоток с тремя емкостями для промывки, используемые для загрузки и промывки биопротекта. Вспомогательная вилочка для загрузки оснащена зеркалом, которое помогает точно разместить биопротект во время загрузки. Катетер совместим с проводниковым диалитом 0,583mm(0,025 дюйма). Комплектация: 1шт/упаковка срок годности медицинский изделий на дату поставки поставщиком заказчику составление менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двенадцати месяцев от	штука	3
	2	Система катетерной доставки	Система катетерной доставки состоит из катетера с интегрированной рукояткой позволяющей использовать выдвинуть точное и контролируемое равновесие. Рукоятка расположена на проксимальном конце катетера и используется для загрузки, разгрузки, сжатия и перемещения биопротекта. Рукоятка оснащена серым переключателем захвата, используемым для стабилизации системы. Поворот рукоятки разгружения обеспечивает точное разгрузочное биопротекта. При необходимости рукоятку разгружения можно повернуть в противонаправленном направлении, чтобы частично или полностью свернуть биопротект, когда, когда рентгеноконтрастный маркер катетера еще не достиг дистального отдела в месте крепления рентгеноконтрастного электрода. На конце рукоятки находится механизм извлечения кончика, который можно использовать для отсечения кончика катетера до соприсоединения с капсулой после полного разгружения устройства. В комплектации катетера входит вентриальная вилочка для загрузки и сжатия джоток с тремя емкостями для промывки, используемые для загрузки и промывки биопротекта. Вспомогательная вилочка для загрузки оснащена зеркалом, которое помогает точно разместить биопротект во время загрузки. Катетер совместим с проводниковым диалитом 0,583mm(0,025 дюйма). Комплектация: 1шт/упаковка срок годности медицинский изделий на дату поставки поставщиком заказчику составление менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двенадцати месяцев от	штука	3

3	Приспособление для закрутки клапана	Приспособление для сжатия и закруки клапана, предназначенная для радикального сжатия чрез-портального клапана для оптимального диаметра для обеспечения его погружения в систему катетерной доставки. Система состоит из следующих элементов: Ниппированная трубка кончика катетера, Входной конус, Задняя пластинка, Выходной конус, Ниппированная трубка катетера, Комплектация: Ниппированный срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заготовку составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности для года и более);	штука	3
15	Лот № 15 медицинские изделия для проведения операций на сердце Перикардальная заплатка	Перикардальная заплатка выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида обеспечивает стабильность и уменьшает использование. Активизированная обработка улучшает оздоравливание тканей, повышает биосовместимость и долговременную стабильность. Доступен широкий спектр размеров. Размеры (см): 5 x 10, 9 x 14, срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заготовку составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности для года и более);	штука	2
16	Лот №16 медицинские изделия для проведения операций на сердце комплект №13	Область применения: Сердечно-сосудистая хирургия, реконструкция периферических и коронарных артерий. Материал: Полиэстер (вытянутый) полиэфирполиэтилен. Структура: В виде элементов утолщ, связанных фибриллами, и элементов пространств пустот с соединением элементов в трехмерную сеть. Многослойная, биологическая совместимость: Отсутствие иммунологической и тканевой реакции, токсичных, канцерогенных или мутагенных качеств; высокая химическая стойкость, отсутствие деградации как по времени пребывания в организме, так и в процессе хранения; пористость, кровенепроницаемость. Механические свойства: Однородная прочность по всем направлениям, не допускающая асимметричных расширений или сжатия. Технология стерилизации: Стерилизация методом автоклавирования в водяном насыщенном паром. Сроки гарантии: Стерильность – 3 года с момента стерилизации производемелем. Размеры: толщина 0,1мм, ширина 6,0см, длина 12,0см. Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Изготовленная из чистого вытянутого полиэфирполиэтилена. Высокая проморозостойкость. Стерильность не менее 5 лет, возможность повторной стерилизации до трех раз газом или паром без изменения его механических или структурных свойств. Срок годности заплаты не ограничен. Размер: 3х6,0см, толщина: 0,4мм. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заготовку составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности для года и более);	штука	4
25	печень пористые для закрытых дефектов кровеносных сосудов, толщина 0,4мм, размер 3*6,0см			